

MÁGNESES KEVERŐK

**Műanyag házas mágneses keverők**

Kiváló kémiai ellenálló képességű műanyag házas (ABS), kis méretű, halk működésű laboratóriumi mágneses keverők.

SH-2-es model a ház szélén körben beépített led megvilágítást tartalmaz.

SH-3-as modellel led megvilágítás nélküli kivitel

Rendelési kód	51 995 0202	51 995 0203
Típus	SH-2	SH-3
LED megvilágítás	van	nincs
Keverhető mennyiség (H₂O)	max. 1000 ml	
Keverési sebesség (fordulat/perc)	0 ... 2000	
Keverő felület (mm)	Ø 128	
Méret (mm)	Ø 138 x L 60	
Súly (kg)	0,6	

**Mozgó alkatrész nélküli mini mágneses keverő**

Ultra vékony, mindössze 14,5 mm magasságú, motor nélküli, tekercses felépítésű mini mágneses keverő. Digitális kijelzés: keverési sebesség és keverési idő kijelzése.

Timer, időzített üzemmód: programozható max 9 óráig.

Változtatható keverési irány, 45 másodperces intervallumonként.

A kiváló kémiai ellenálló képességgel rendelkező PVC burkolat.

Maximálisan keverhető mennyiség 1000 ml.

Rendelési kód	51 950 0251
Típus	MUltra thin FMS-15
Keverhető mennyiség (H₂O)	max. 1000 ml
Keverési sebesség (fordulat/perc)	20 ... 1500 rpm
Keverő felület	Ø 100 mm
Teljesítményfelvétel	3 W
Timer, időzítés	5 perc ... 9 óra
Auto reverse, irány váltás	45 másodperc
Méret	110x180x14,5mm;
Súly	0,18kg
Védettségi osztály	IP 63

Nagy teljesítményű mágneses keverők időzítéssel

Korszerű felépítésű digitális fordulatszám kijelzéssel és időzíthető működési idővel rendelkező mágneses keverők.

Stabil és tartós fémházas kialakítás. Szénkefe nélküli meghajtó motort, alacsony zajszint, hosszú élettartam és nagy keverő erő jellemzi. A készülékek ergonomikus kialakítású, 30°-ban döntött kezelő panelja nagy méretű digitális kijelzéssel rendelkezik és biztosítja a beállított paraméterek könnyű leolvashatóságát.

Egyszerű, átlátható kezelés és üzembiztos működés.



Rendelési kód	51 950 0218	51 950 0225
Típus	SP-18	SP-25
Keverhető mennyiség	20 liter	
Lap mérete	Ø 137 mm	154 x 163 mm
Lap anyaga	rozsdamentes acél	szilikon lap
Keverési sebesség	100 - 1800 ford./perc	300 - 1200 ford./perc
Fordulatszám kijelzés	digitális	
Időzítés	digitális, 1 perc - 99 óra 59 perc	
Teljesítmény felvétel	30 W	
Készülék mérete	156x270x70 mm	
Készülék tömege	2,7 kg	1,6 kg