

MÁGNESES KEVERŐK

MS-PA, MS-PB

Rendkívül előnyös árú mini mágneses keverők, 3 liter keverhető mennyiséggel. Masszív műanyagházas felépítés, IP 42 védeettségi fokozattal. A beállított fordulatszám digitális (LED-Display) kijelzése az MS-PA modellnél.

Rendelési kód	51 090 1303	51 090 1304
Típus	MS-PA	MS-PB
Keverési sebesség (fordulat/perc)	100 ... 1500	0 ... 1500
Fordulatszám kijelzés	digitális, LED	analóg skála
Tápfeszültség	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Keverhető mennyiség	max. 3 liter	max. 3 liter
Keverő felület mérete	Ø 135 mm	Ø 135 mm
Alkalmazható mágneses keverő baba	max. 50 mm	max. 50 mm
Méret	150 x 260 x 80 mm	150 x 260 x 80 mm
Súly (kg)	1,8	1,8

DLab



MS7-Pro

Nagy teljesítményű, LCD kijelzővel rendelkező kiváló kémiai ellenálló képességű üvegkerámia felületű, számítógépről vezérelhető mágneses keverő. Elektronikusan, fokozatmentesen szabályozható motor fordulatszám.

Rendelési kód	51 090 1302
Típus	MS7-S
Keverési sebesség (fordulat/perc)	0 ... 1500
Teljesítmény felvétel (W)	50
Tápfeszültség	230 V, 50 Hz
Keverhető mennyiség	max. 10 liter
Adatcsatlakozó	RS 232
Méret széxméxma (mm)	215 x 360 x 112
Súly (kg)	3,8



DLab FlatSpin mágneses keverő

Mozgó alkatrész nélküli konstrukció. Kémiai anyagoknak ellenálló, csúszásmentes, biztonságos felület. Letisztult, egyszerű design, egyszerű kezelhetőség. Szabályozható fordulatszám: 15-1500 rpm. Keverési irányváltás külön tasztatúrával. Max keverési mennyiség: 800 ml. Méret: 175x120x15 mm, súly: 0,3 kg.

Rendelési kód	Megnevezés
51 090 1298	FlatSpin mágneses keverő



EcoStir mágneses keverő

Műanyagházas mágneses keverő, PET keverő felülettel. A képen látható tartó állvány és klipsz normál tartozék pH-elektrod vagy más érzékelő számára. Szénkefe nélküli kialakítású, erős DC keverő motor, melynek fordulatszáma folyamatosan szabályozható 300-2000 fordulat/perc tartományban.

Rendelési kód	51 090 0210
Típus	EcoStir
Keverhető mennyiség (H ₂ O)	1 500 ml
Keverési sebesség	300 ... 2000 fordulat/perc
Keverő felület	Ø 120 mm
Méret	145 x 150 x 50 mm
Súly	0,3 kg
Védeettségi osztály	IP 21

DLab

