

FŰTHETŐ MÁGNESES KEVERŐK

Fűthető mágneses keverők digitális kijelzéssel és időzítő funkcióval

Fűtéssel rendelkező mágneses keverők digitális fordulatszám, fűtési hőmérséklet és időzíthető működési idő kijelzéssel

Korszerű felépítés, stabil és tartós fémházas kivitel. Az ergonómikus kialakítású, 30°-ban döntött előlapi kezelő felületen a kívánt fordulatszámot és a felfűtési hőmérsékletet külön-külön forgató gombbal lehetséges beállítani. Az időzítés funkció egyértelmű jelzésű tasztatúrákkal rendelkezik, ezzel is növelve az egyszerű és átlátható kezelés hatékonyságát. A készülék bekapcsolt üzemmódjai külön ledekkel kerülnek kijelzésre.

A fűtő-keverő felület kiváló kémiai ellenállással rendelkező kerámia borítású.

TP-350+ típus: 4,3" színes kijelző, 10 férőhelyes programtároló a különböző paraméterekkel rendelkező feladatok egyszerű elvégzéséhez, külön csatlakoztatható külső hőmérséklet érzékelő, amellyel a kevert folyadékokra lehetséges elvégezni a szabályzást.

Rendelési kód	51 950 0235	51 950 0245
Típus	TP-350E+	TP-350+
Keverhető mennyiség (H ₂ O)	20 liter	20 liter
Keverési sebesség	200 ... 1200 fordulat/perc	80 ... 1800 fordulat/perc
Keverő felület	Ø 137 mm	Ø 137 mm
Hőmérsékleti tartomány	környezeti hőmérséklet +5°C ... 340°C	
Időzítési tartomány	1 perctől ... 99 óra 59 percig	
Keverő baba max. hosszúsága	80 mm	
Külső hőmérséklet érzékelő	nincs	Pt 1000
Teljesítmény felvétel	600 W	
Méret	160 x 270 x 90 mm	
Súly	2,3 kg	2,4 kg

Rendelési kód	Leírás
51 950 0246	TP350-RP külső hőmérséklet érzékelő és tartó szerkezet a TP-350+ készülékhez



MS10-es sorozat; nagy méretű kerámia lapos fűthető mágneses keverő és fűtőlappal

Ez a mágneses keverő, a beépített szénkefe nélküli motornak köszönhetően, nagyobb mennyiségű folyadék, max. 30 liter keverésére és magas hőmérsékletre történő melegítésére alkalmas. Az alkalmazott üvegkerámia munkalapnak kiváló kémiai ellenálló képessége és hőtechnikai tulajdonságai vannak.

Nagy méretű LCD kijelzés könnyíti meg a hőmérséklet és fordulatszám beállítását és megfigyelését. A külső, folyadékba merülő Pt1000-es érzékelő alkalmazása rendkívül precíz hőmérséklet szabályzást biztosít. A keverési fordulatszám 100-1500 rpm tartományban állítható be. A fűtőlappal maximális hőmérséklete 500°C lehet. Hot kijelzés - meleg munkalap figyelmeztetés az égések megelőzésére (50°C felett). A kiemelt előlapon elhelyezett kezelő gombok teljes mértékben védettek az esetlegesen kifolyó folyadék ellen.

A készülékek rendelkeznek időzítő, Timer funkcióval 1 perctől 99 óra 59 perc tartományban.

A működési paraméterek SD kártyán rögzíthetők.

Rendelési kód	51 090 1031	51 090 1032
Típus	MS10-H500-Pro	HP500-Pro
Keverhető mennyiség	30 liter	-
Motor teljesítmény	18/10 W	-
Keverési sebesség kijelzés	digitális LCD	-
Keverési sebesség	100 - 1500 ford/perc	-
Keverő baba mérete	max. 80mm	-
Fűtőtelsítmény	1350 W	1350 W
Hőmérséklet kijelzés	digitális LCD	digitális LCD
Hőmérséklet kijelzés felbontása	0,1°C	0,1°C
Hőmérséklet tartomány	környezeti hőmérséklettől - 500°C	
Hőmérséklet pontosság	±0,2°C	±0,2°C
Fűtőlappal anyaga	üvegkerámia	üvegkerámia
Timer, időzítési tartomány	1 perc - 99 óra 59 perc	1 perc - 99 óra 59 perc
Fűtőlappal mérete	254x254 mm	254x254 mm
Készülék mérete; tömege	328x424x138mm; 7,2 kg	328x424x138mm; 7,2 kg
Védettség DIN EN 60529	IP 21	IP 21

Rendelési kód	Megnevezés
51 090 1041	Pt 1000-es hőmérséklet érzékelő
51 090 1042	Tartószerkezet Pt 1000-es hőmérséklet érzékelőhöz

