

**KM 2 Mini-Shaker**

Körkörös rázó gép. Kis méretével igen alkalmas egyedi diagnosztikai feladatokhoz. A rázás sebessége digitálisan állítható 5 fordulat/perc lépésekben. Az időzítés szintén digitálisan állítható 0-99 óra 59 perc tartományban. A képen látható gumilap feltét normál tartozék.

Rázási tartomány: 5...220 fordulat/perc, digitális kijelzéssel

Rázó felület mérete: 200 x 295 mm; terhelhetősége: 2 kg

Méret: 250 x 415 x 145 mm; súly: 8,1 kg

Rendelési kód	Megnevezés
52 616 1130	KM 2 Mini-Shaker
52 616 1131	Univerzális feltét 2 szorító rúddal KM 2 Mini-Shaker-hez

**KL 2 kettős funkciójú rázó gép**

Kompakt, átkapcsolható körkörös és irányváltós rázó, sokoldalú felhasználásra. Analóg szabályzású fordulatszám és időzítő beállítás.

Rázási amplitúdó: 8 mm, rázóasztal terhelhetősége: 2 kg.

Rázási tartomány: 30...420 fordulat/perc

Rázási időzítés: 1 ... 120 perc / folyamatosan állítható

Rázási felület: 300 x 300 mm

Méret: 355x455x195 mm, súly: 13,5 kg, tápellátás: 230 V, 50/60 Hz

Rendelési kód	Megnevezés
52 616 1150	KL 2 rázó gép univerzális feltét 3 szorító rúddal (kép szerint)

**Kompakt rázók**

Analóg és digitális beállítás és kijelzés, 15 kg-os terhelhetőség, körkörös és irányváltós rázás. A készülékekhez rázó feltét külön rendelendő!

Rendelési kód	52 616 1710	52 616 1700	52 616 1730	52 616 1720
Típus	KS 15 A	KS 15 A Control	KS 15 B	KS 15 B Control
Rázási irány	körkörös	körkörös	irányváltós	irányváltós
Rázás kitérés	17 mm			
Rázható mennyiség	15 kg			
Fordulatszám (rpm)	30-420	100-500	30-420	100-350
Rázó asztal mérete/ külső méret	400 x 300 / 510 x 490 x 150 mm			
Tápfeszültség	230V, 50Hz			
Vezérlés	analóg	digitális	analóg	digitális
Üzem mód	időzítés (1 ... 120 perc) / folyamatos rázás			
Súly (kg)	18	19	18	19

**Rázó asztalok és rögzítő körmök**

Rendelési kód	Megnevezés
52 615 2071	univerzális rázófeltét 3 szorító rúddal
52 615 1471	univerzális rázólap rögzítő körmökhöz

Rendelési kód	Leírás	Térfogat (ml)	Rázólapra szerelhető (db)
52 615 9645	Erlenmeyer lombikhoz	100	20
52 615 9646	Erlenmeyer lombikhoz	250	12
52 615 9647	Erlenmeyer lombikhoz	500	6
52 615 9648	Erlenmeyer lombikhoz	1000	4
52 615 9649	Erlenmeyer lombikhoz	2000	2

**Inkubátor feltét TH 15****Bühler**

Moduláris rendszer minták egyidejű temperálására és rázására, alacsony vagy magas fedéllel. Gyors felfűtési idő, pára képződés nélkül. Kombinálható a **TiMix 5** és a **KS 15** készülékkel. A kényelmes minta berakást a felhajtható fedél biztosítja.

Beállítható hőmérséklet: környezeti hőmérséklet +5°C-tól +50°C-ig.

A beállított és aktuális hőmérsékleti érték digitális kijelzése.

Hőmérséklet pontosság: ±1%

Rendelési kód	52 616 1610
Típus	TH 15
Hőmérséklet-tartomány	környezeti +5°C ... 50°C
Hőmérséklet felbontás/stabilitás	0,1°C / ±1%
Hőmérséklet érzékelő	PT100
Belső/külső méret	90 x 410 x 310 mm / 510 x 450 x 455 mm
Súly	21 kg