



### Körkörös és irányváltós síkrázó gépek, VS8 sorozat

Lauda rázógépek (korábban GFL) körkörös és irányváltós kivitelben készülnek. A kompakt felépítés és a kopó alkatrészek nélküli mechanika gondoskodik a megbízható, folyamatos üzemelésről. A meghajtást egy túlterhelés ellen védett váltóáramú motor biztosítja. A stabil, állandó fordulatszám még folyamatos üzem mellett is terheléstől független. A készülékek alkalmazási területe: rutin laboratóriumok, inkubátorok és temperált helységek, ahol a környezeti hőmérséklet +10 és +50 °C között van.

A VS8 OE és VS8 BE típusoknál az alkalmazás +60°C-ig lehetséges.

Elektronikus fordulatszám szabályzás fokozatmentesen állítható, lassú felfutás. Ütésálló erős ház, horganyzott vaslemezből, porszórással festett felület, rázóasztal eloxált alumínium, melyen négy műanyag tüske segítségével rögzíthetők a rázóasztalok.

Analóg modellek:

A mechanikus időzítő kapcsolható folyamatos és 60 perces időzített üzemmód között. Ez a model inkubátorokban +60°C-ig alkalmazható.

Digitális modellek:

Mikroprocesszoros vezérlés; időzítés 1 perctől 99 óra 59 perces szabadon állítható vagy folyamatos üzemmódba kapcsolható. A fordulatszám és a maradék idő 2 soros LCD kijelzőn kerül megjelenítésre. RS 232-es csatlakozó a vezérlési és szabályzási feladatok számítógépről történő elvégzéséhez. (Vezérlő program külön rendelhető!)

Rázóasztal mérete: 330x330 mm; Terhelhetőség: minden modell esetében 8 kg

Rendelési kód	Típus	Műszaki jellemzők	Fordulat/ perc	Kitérés (mm)	külső méret (mm)	Időzítés (min)
10 110 3055	VS8 OE	analóg, körkörös rázás	20...500	10	350x375x160	0 ... 60
10 110 3056	VS8 BE	analóg, irányváltós rázás	20...300	20	350x375x160	0 ... 60
10 110 3057	VS8 O	digitális, körkörös rázás	20...500	10	350x355x160	1 ... 99:59
10 110 3058	VS8 B	digitális, irányváltós rázás	20...300	20	350x355x160	1 ... 99:59

**Rázólapp**, rozsdamentes perforált acéllemez rögzítő körmökhez, választó tölcsek, Erlenmeyer lombikok, laborüvegek és kémcsőtartók rögzítéséhez

Rendelési kód	Megnevezés
52 112 3950	A000044 típusú perforált acéllemez rázólap

### Erlenmeyer lombik, választótölcsér és kémcsőtartó rögzítők a rázólapra

Csavarrögzítésű rozsdamentes acél szerelvény, rugós befogóval

Rendelési kód	Leírás	Térfogat (ml)	Rázólappra szerelhető (db)
52 112 3983	Erlenmeyer lombikhoz	25	45
52 112 3984	Erlenmeyer lombikhoz	50	25
52 112 3985	Erlenmeyer lombikhoz	100	16
52 112 3986	Erlenmeyer lombikhoz	200	12
52 112 3987	Erlenmeyer lombikhoz	300	9
52 112 3988	Erlenmeyer lombikhoz	500	9
52 112 3989	Erlenmeyer lombikhoz	1000	4
52 112 3990	Erlenmeyer lombikhoz	2000	2
52 112 3957	Választó tölcserhez	50	6
52 112 3958	Választó tölcserhez	100	6
52 112 3959	Választó tölcserhez	250	4
52 112 3956	Választó tölcserhez	500	3
52 112 3953	24 férőhelyes kémcsőtartó 90°-ban dönthető; Ø12-17mm		3
52 112 3954	24 férőhelyes kémcsőtartó 90°-ban dönthető; Ø25-29mm		3

### Rázóasztalok a fenti síkrázó gépekhez

Rendelési kód	Megnevezés
52 112 3952	A000048 típusú univerzális rázóasztal, négy gumizott rúddal
52 112 3951	A000042 típusú csúszásmentesítő gumilap, petricsészék lassú rázásához