

LABORATÓRIUMI SZITÁK

Laboratóriumi sziták ISO 3310/1 szerint Ø 200 mm

Sziták azonosítószámmal és gyári bevizsgálási bizonyítvánnyal a 2.1 EN 10204 szabvány előírásoknak megfelelően. A szitaszövet felülete fölött nincs illesztési varrat, így ez nem okozhat szitálási veszteséget.

Linker

Laboratóriumi sziták ISO 3310/1 szerint Ø 200 mm

Többszörösen bevizsgált szitaszövet, a nemzetközi előírásoknak megfelelően. Mélyhúzással készült keret, teljesen sima felülettel (nincs összeforrasztás), kerekített formák a szitatorony stabilitásának növelésére, tartozék tömítő gumigyűrű. Minden Retsch szita azonosítószámmal ellátott és gyári bevizsgálási bizonyítvánnyal rendelkezik.

Retsch



Rendelési kód Gyártó:Retsch	Rendelési kód Gyártó:Linker	Lyuk átmérő (mm)	Rendelési kód Gyártó:Retsch	Rendelési kód Gyártó:Linker	Lyuk átmérő (mm)
54 296 0126	39 730 0113	0,020	54 296 0110	39 730 0503	0,710
54 296 0127	39 730 0123	0,025	54 296 0146	39 730 0513	0,800
54 296 0101	39 730 0143	0,032	54 296 0111	39 730 0543	1,000
54 296 0128	39 730 0153	0,036	54 296 0149	39 730 0573	1,250
54 296 0129	39 730 0173	0,040	54 296 0112	39 730 0583	1,400
54 296 0102	39 730 0183	0,045	54 296 0150	39 730 0593	1,600
54 296 0130	39 730 0193	0,050	54 296 0113	39 730 0623	2,000
54 296 0131	39 730 0213	0,056	54 296 0153	39 730 0653	2,500
54 296 0103	39 730 0223	0,063	54 296 0114	39 730 0663	2,800
54 296 0132	39 730 0233	0,071	54 296 0154	39 730 0673	3,150
54 296 0133	39 730 0253	0,080	54 296 0115	39 730 0703	4,000
54 296 0104	39 730 0263	0,090	54 296 0157	39 730 0743	5,000
54 296 0134	39 730 0273	0,100	54 296 0116	39 730 0753	5,600
54 296 0105	39 730 0303	0,125	54 296 0117	39 730 0763	6,300
54 296 0137	39 730 0333	0,160	54 296 0118	39 730 0783	8,000
54 296 0106	39 730 0343	0,180	54 296 0119	39 730 0813	10,000
54 296 0138	39 730 0353	0,200	54 296 0120	39 730 0823	11,200
54 296 0107	39 730 0383	0,250	54 296 0121	39 730 0833	12,500
54 296 0141	39 730 0413	0,315	54 296 0122	39 730 0863	16,000
54 296 0108	39 730 0423	0,355	54 296 0123	39 730 0893	20,000
54 296 0142	39 730 0433	0,400	54 296 0124	39 730 0903	22,400
54 296 0109	39 730 0463	0,500	54 296 0125	39 730 0913	25,000
54 296 0145	39 730 0493	0,630	54 296 0162	-	28,000



Laboratóriumi sziták ISO 3310/1 szerint Ø 400 mm

Retsch

Rendelési kód	Lyuk átmérő (mm)	Rendelési kód	Lyuk átmérő (mm)
54 296 0050	0,100	54 296 1000	1,000
54 296 0125	0,125	54 296 1250	1,250
54 296 0160	0,160	54 296 1600	1,600
54 296 0200	0,200	54 296 2000	2,000
54 296 0400	0,400	54 296 2500	2,500
54 296 0800	0,800	54 296 4000	4,000

Más átmérőjű, különleges lyuk kialakítású sziták, egyéb tartozékok külön rendelésre.