

ASZTALI MIKRO ÉS KLINIKAI CENTRIFUGÁK

**D 1008 asztali minicentrifuga****DLab**

Kompakt felépítésű, asztali, egyéni mikroliter centrifuga orvosi és biológiai kutatásokhoz, molekuláris diagnosztikához, biokémiai, immunológiai és sejt technológiai vizsgálatokhoz. Fix fordulatszám. 7000 rpm, direkt meghajtású motor alacsony zajszinttel (≤45dB). A felpörgetés és a lefékezés mindössze néhány másodpercet vesz igénybe. Normál tartozék kétféle rotor: 8x2.0ml és 2xPCR8.

Fordulatszám: 7 000 fordulat/perc

Max RCF: 2 680 x g

Méret: 150 x 150 x 117 mm

Súly: kb. 0,5 kg

Rendelési kód	Megnevezés	Rendelési kód	Megnevezés
55 090 3141	D 1008 centrifuga kék fedél	55 090 4141	D 1008 centrifuga zöld fedél
55 090 5141	D 1008 centrifuga pink fedél	55 090 6141	D 1008 centrifuga sárga fedél
55 090 6142	Szűkítő 0,2 ml-es mikrocsovekhez, 8db/csomag		
55 090 6145	Szűkítő 0,5 ml-es mikrocsovekhez, 8db/csomag		

FC5306 Mini Centrifuga**Ohaus**

Az OHAUS Frontier 5306 egy kicsi, de erős mini centrifuga egyszerű és gyors alkalmazásokhoz. A centrifuga csendes, biztonságos és könnyű kezelést biztosít a mindennapi használat során. Speciális védőmechanizmussal van ellátva - dupla biztonsági kapcsoló és rotor kiegyensúlyozottság érzékelése (ha a rotor nincs kiegyensúlyozva, a centrifuga azonnal leáll).

Fordulatszám: 6 000 fordulat/perc

Max RCF: 2000 x g

Méret: 150 x 168 x 128 mm

Súly: 1,1 kg

Rotor: szög rotor 8 x 1,5/2ml, 4 x 0,2ml PCR8

Rendelési kód	Megnevezés
53 013 4156	FC5306 Mini Centrifuga
53 012 9560	Szögrotor 4 x 0,2 ml PCR8
53 012 9559	Szögrotor 8 x 1,5/2 ml
53 012 9561	Szűkítő 0,2 ml-es mikrocsovekhez, 8db/csomag
53 012 9562	Szűkítő 0,5 ml-es mikrocsovekhez, 8db/csomag

D 2012 mikrocentrifuga**DLab**

A D2012-es készülék egy egyszerű, kompakt, szög rotorral szerelt centrifuga, ami a leggyakrabban előforduló alkalmazásokat igyekszik biztosítani. A klasszikus „ependorf-csövek”-ből maximálisan 12 db fér az autoklávozható alumínium szögrotorba. A magas fordulatszám rendkívül gyors felpörgetési és fékezési idővel valamint alacsony zajszinttel párosul. A paraméterek beállításkor és a készülék pörgésekor a nagy méretű LCD kijelzőn követhetők.

Fordulatszám: 15 000 fordulat/perc, 100 ford./perc lépésben állítható

Max RCF: 15 100 x g

Időzítés: 30 sec ... 99 perc vagy folyamatos

Méret: 255 x 245 x 140 mm

Súly: kb. 6 kg

Rotor: szög rotor, 12 x 2,0 ml

Rendelési kód	Megnevezés
55 090 2012	D 2012 mikrocentrifuga szögrotorral
55 090 2013	Szűkítő 0,2 ml-es mikrocsovekhez
55 090 2014	Szűkítő 0,5 ml-es mikrocsovekhez

DM0506 mini klinikai asztali centrifuga**DLab**

Kompakt felépítésű, praktikus és könnyen kezelhető kis asztali centrifuga ideális alkalmazás kis mennyiségű térfogatok esetében rutin laborok, rendelő intézetek és magánpraxisok számára. A készülék szögrotorral rendelkezik, mely különféle vérvételi rendszerek csöveinek, valamint 6 db 15 ml-es centrifugacső befogására alkalmas. A kivételes, 5000-es maximális fordulatszámot, gyors felpörgetési és fékezési idővel valamint alacsony zajszinttel a beépített szénkefe nélküli DC motor biztosítja. A paraméterek beállításkor és a készülék pörgésekor a nagy méretű LCD kijelzőn követhetők. A memóriában két program paramétereinek tárolása lehetséges.

Fordulatszám: 300...5000 fordulat/perc, 10 ford./perc lépésben állítható

Max RCF: 2350 x g

Időzítés: 30 sec ... 99 perc vagy folyamatos

Méret: 300 x 240 x 180 mm

Súly: kb. 5,2 kg

Rendelési kód	Megnevezés
55 090 0506	DM0506 klinikai centrifuga 6x15ml/10ml/7ml/1,5-5ml szögrotorral, komplett
55 090 0437	A5P17 szűkítő adapter vérvételi csövekhez Ø13x75mm-re (24db/csomag)
55 090 0439	A2P17 adapter mikroteszt csövekhez 1,5-5ml (24db/csomag)