

ASZTALI MIKRO ÉS KLINIKAI CENTRIFUGÁK

D3024 és D3024R asztali mikrocentrifugák

DLab

Az itt bemutatott DLab gyártmányú centrifugákat az egyszerű kezelés és a beépített nagyméretű LCD kijelző teszi felhasználóbaráttá. Stabil és csendes működésük miatt kiválóan alkalmazhatók rutin laboratóriumokban. A klasszikus „ependorf-csövek”-ből maximálisan 24 db fér az autoklávozható alumínium Bio-safe szögrotorba. A magas fordulatszám rendkívül gyors felpörgetési és fékezési idővel valamint alacsony zajszinttel párosul. A digitális kijelzőn az aktuális, futási paraméterek jelennek meg. Biztonsági felszereltség: elektromágneses zár, a fedél csak a rotor teljes leállása után nyitható. Túlmelegedés elleni védelem, rotor kiegyensúlyozatlansága esetén automatikus leállítás. Duplafalú könnyűfém készülékház.

Főbb műszaki paraméterek:

Fordulatszám: 15 000 fordulat/perc, 10 ford./perc lépésben állítható

Max RCF: 21 380 x g

Időzítés: 30 sec ... 99 perc vagy folyamatos

Hőmérséklettartomány: -20°C ... +40°C, 1°C-os lépésekben (D3024R)

Méret: 280 x 364 x 266 mm, (338 x 580 x 324 mm D3024R)

Súly: kb. 12 kg, (30 kg D3024R)

A készülékhez alap kivitelben a 24 férőhelyes 1,5/2,0 ml rotor kerül szállításra.

Más típusú rotort kérjük külön megrendelni szíveskedjenek.



Rendelési kód	Megnevezés
55 090 3024	D3024 mikroliter centrifuga 24 férőhelyes rotorral
55 090 3025	D3024R hűthető mikroliter centrifuga 24 férőhelyes rotorral
55 090 3026	Szögrotor 24 x 2,0/1,5ml mikrocövekhez
55 090 3028	Szögrotor 36 x 0,5ml mikrocövekhez
55 090 3029	Szögrotor 4 x PCR8 blokkhoz
55 090 2013	Szűkítő 0,2 ml-es mikrocövekhez
55 090 2014	Szűkítő 0,5 ml-es mikrocövekhez

DM0412 klinikai asztali centrifuga

DLab

A praktikus és könnyen kezelhető asztali centrifuga ideális alkalmazás kis mennyiségű térfogatok esetében rutin laborok, rendelő intézetek és magánpraxisok számára. A készülék kétféle szögrotorral rendelkezik, melyek adapterek alkalmazásával különféle vérvételi rendszerek csöveinek, valamint 8 db 15 ml-es üveg centrifugacső befogadására alkalmasak.

A nagy szilárdságú műanyag rotor és a kiváló kiegyensúlyozó technológia biztosítja a halk és stabil működést. Duplafalú ház garantálja a biztonságos, megbízható futást. A **DM 0412-es** típusnál a szénkefe nélküli kialakítású meghajtómotor könnyen megerősítés nélkül képes elérni a beállított fordulatszámot.

Precíz vezérlés: mikro-processzor vezérli a beállított paramétereket, nagy pontosságú sebesség tartás (± 20 rpm), időzíthető futás 30 mp-től 99 percig. Motor túlmelegedés elleni védelem, biztonsági fedélnyitó mechanika. Felhasználó barát kezelő felület és nagy méretű LCD kijelző.



Típus	DM 0412 asztali centrifuga
Térfogat (max.):	6x50ml; 8x15ml és 12x10ml
Fordulatszám:	300...4500 fordulat/perc
RCF (max.):	2 490 x g
Működési idő (perc):	1 perc ... 99 perc / folyamatos
Kijelző:	LCD
Méret:	354 x 304 x 215 mm
Tömeg:	6,0 kg

Rendelési kód	Megnevezés
55 090 0412	DM 0412 asztali centrifuga A12-10P szögrotorral (12x10ml vagy 8x15ml)
55 090 0413	DM 0412 asztali centrifuga A6-50P szögrotorral (6x50ml)
55 090 0416	A10P15 szűkítő adapter (Ø13mm-re) az A12-10P rotorhoz (12db/csomag)
55 090 0417	A10P15 plug hosszcsökkentő adapter az A10P15 szűkítőhöz (12db/csomag)

