

ASZTALI CENTRIFUGÁK

**DM0412P klinikai centrifuga****DLab**

Ez a készülék méreteiben, felépítésében teljesen illetve műszaki paraméteriben alapvetően megegyezik az előző oldalon ismertetett DM0412-es készülékkel. A két apró különbség a finoman fordulatszám szabályzás és a programozhatóság.

Ennél a típusnál a fordulatszám 10 fordulatonként állítható; a fordulatszám tartásának pontossága pedig ± 10 fordulat. A másik különbség, hogy három előre beírt programmal és 9 hat lépcsőben szabadon programozható memória férőhellyel rendelkezik. A készülék az A12-10P típusú 8x15 illetve 12x10/7/5ml férőhellyel kerül szállításra. A három program paraméterei a következők:

- fordulatszám: 3480; centrifugálási idő: 5 perc
- fordulatszám: 2690; centrifugálási idő: 7 perc
- CGF négy lépcsős program az alábbiak szerint:
2700rpm/2 perc; 2400rpm/4perc; 2700rpm/4perc; 3000rpm/3perc

Szállítási összeállítás: készülék komplett A12-10P rotorral.

A szűkítők igény szerint külön rendelhetők.

Rendelési kód	Megnevezés
55 090 0414	DM0412P centrifuga A12-10P rotorral komplett
55 090 0416	A10P15 szűkítő adapter (Ø13mm-re) az A12-10P rotorhoz (12db/csomag)
55 090 0417	A10P15 plug hosszcsökkentő adapter az A10P15 szűkítőhöz (12db/csomag)

DM1424 hematokrit centrifuga**DLab**

A hematokrit meghatározás standard kapillárisokkal a tartozék 24 férőhelyes rotorral történik, melyben minden kapillárisnak saját kamrája van. A kapillárisokat a külső oldalon lágyan támasztják az egyedi tokok. Üvegtöréskor ez a szilánkokat és a cső tartalmát fogja fel. Könnyen tisztítható és cserélhető. A digitális kijelzőn az aktuális futási paraméterek jelennek meg.

Standard tartozék egy kapilláris rotor 24 férőhellyel, melynek a fordulatszáma 12000 ford./perc.

Még elérhető egy 24x2/1,5ml rotor, melynek fordulatszáma 14000 ford./perc. Szűkítőkkel 0,2 ml és 0,5 ml-es csövekkel is használható.



Rendelési kód	55 090 1424
Típus	DM1424 hematokrit centrifuga 24 fh. rotorral
Max. kapacitás	24 kapilláris
Fordulatszám	200-14 000 fordulat/perc (állítható 10 ford./perc lépésben)
RCF (max.)	18.260 (24x2/1,5ml-es rotorral!)
Működési idő (perc)	30 sec - 99 perc vagy folyamatos
Méretek (mély x szél x mag)	364 x 280 x 266 mm
Tömeg	10 kg