

## ASZTALI KLINIKAI CENTRIFUGÁK

### DM0424 és DM0408 klinikai asztali centrifugák

### DLab

A DLab cég alacsony sebességű centrifugái széles körben alkalmazhatóak az egészségügyben. Ideálisak szérum, plazma, vizelet, faecal minták szétválasztására a biokémiai és orvosi laborokban. Essential készülékek minden klinikai laboratórium, vérellátó kórházi és egészségügyi kutatólaborban alkalmazhatóak.

A **DM0424**-es készüléknél a kijelzőn rotor forgási sebessége beállítható RPM/fordulatszám, illetve RCF nehézségi gyorsulás értékben. A belső memória 3 program tárolására alkalmas a rutin vizsgálatok számára. Automatikus belső diagnosztika és önellenőrző funkciókkal és gondozásmentes szénkefe nélküli meghajtó motorral rendelkezik. A centrifuga max kapacitás 4x50 ml. A felsorolt szög és kilendülőrotorok bármelyikével rendelhető, ezek többféle adapterrel, szűkítővel rendelkeznek a különböző vérvételi rendszerek és centrifugacsövek befogadásához.

A **DM 0408**-as típus a fenti készülék egyszerűsített változata, LED kijelzőn kerül megjelenítésre a digitálisan beállítható fordulatszám és működési idő. Ehhez a készülékhez csak az A8-15P és az A12-10P szögrotorok rendelhetőek.



Típus	DM 0424	DM 0408
Térfogat (max.):	4 x 50 ml	8 x 15 ml
Fordulatszám:	500...4500 fordulat/perc	300...4500 fordulat/perc
Lépésköz:	100 fordulat/perc	100 fordulat/perc
RCF (max.):	2 500 x g	1 900 x g
Működési idő (perc):	1 perc ... 99 perc / folyamatos	1 perc ... 99 perc / folyamatos
Kijelző:	LCD	LED
Méret:	364 x 440 x 268 mm	286 x 367 x 227 mm
Tömeg:	14,5 kg	9,2 kg

### Komplett összeállítások, készülék és rotor:

Rendelési kód	Megnevezés
55 090 0424	DM 0424 centrifuga és S6-15 kilendülő rotor 6 x 15ml
55 090 0425	DM 0424 centrifuga és S4-50 kilendülő rotor 4 x 50ml
55 090 0426	DM 0424 centrifuga és A24-15P szög rotor 24 x 15ml
55 090 0427	DM 0424 centrifuga és A8-15P szögrotor 8 x 15ml
55 090 0428	DM 0424 centrifuga és A12-10P szögrotor 12 x 15ml / 8/10ml
55 090 0408	DM 0408 centrifuga és A8-15P szögrotor 8 x 15ml
55 090 0409	DM 0408 centrifuga és A12-10P szögrotor 12 x 15ml / 8/10ml

### Külön is rendelhető tartozékok:

Rendelési kód	Megnevezés
55 090 0431	S6-15 kilendülő rotor 6 x 15ml csak a DM0424-es készülékhez
55 090 0432	S4-50 kilendülő rotor 4 x 50ml csak a DM0424-es készülékhez
55 090 0433	A24-15P szög rotor 24 x 15ml csak a DM0424-es készülékhez
55 090 0434	A8-15P szögrotor 8 x 15ml mindkét készülékhez
55 090 0435	A12-10P szögrotor 12 x 15ml x 8,10ml mindkét készülékhez
55 090 0436	A15P30 adapter S4-50 rotorhoz (4db/csomag)
55 090 0437	A15P22 adapter S6-15, A24-15P, A8-15P rotorhoz (24db/csomag)
55 090 0438	A5P17 adapter S4-50, S6-15, A24-15P rotorhoz (24db/csomag)
55 090 0439	A2P17 adapter az összes rotorhoz kivéve a A8-15P (24db/csomag)

