

## ASZTALI CENTRIFUGA

DLAB

### DM0636 univerzális klinikai centrifuga


- rendkívül széles rotor választék adapterekkel
- beállítható fordulatszám: 300 - 6000 rpm
- max kapacitás (mintatérfogat) 4 x 100ml
- 9 gyorsítási és 10 fékezési fokozat biztosítja az opcionális szétválasztást
- nagy számú kiegészítő szög- és kilendülőrotorok és tartók
- automata rotor felismerés; az időzítés (Timer) beállítható 30 mp...99 percig, lehetséges rövid idejű futás (nyomógommbal) és folyamatos üzemmód
- a memóriában 9 program tárolható ezzel jelentősen megkönnyítve a kezelést
- a centrifuga gondozásmentes szénkefe nélküli meghajtó motorral rendelkezik

<b>Rendelési kód</b>	<b>51 094 0636</b>
<b>Típus</b>	<b>DM 0636 centrifuga rotor nélkül</b>
<b>Térfogat (max.):</b>	4 x 100ml
<b>Fordulatszám:</b>	300...6000 fordulat/perc
<b>Lépésköz:</b>	10 fordulat/perc
<b>RCF (max.):</b>	4 300 x g
<b>Működési idő (perc):</b>	30 másodperc...99perc / folyamatos
<b>Kijelző:</b>	LCD
<b>Méretek:</b>	445 x 579 x 269 mm
<b>Tömeg:</b>	36 kg



### Rotorok, kiegészítők a DM0636-os centrifugához:

Rendelési kód	Megnevezés
51 094 0041	SE4-100 kilendülőrotor, max.fordulatszám: 4000 rpm
51 094 0045	gyűrűs tartó SE-100 kilendülőrotorhoz Ø13 mm; férőhely:36 x 3-7ml
51 094 0044	gyűrűs tartó SE-100 kilendülőrotorhoz Ø16 mm; férőhely:16 x 10-15ml
51 094 0043	gyűrűs tartó SE-100 kilendülőrotorhoz Ø29,5 mm; férőhely:8 x 50ml
51 094 0042	gyűrűs tartó SE-100 kilendülőrotorhoz Ø38 mm; férőhely:4 x 100ml
51 094 0051	adapter az 51 940 0042-es gyűrűs tartóhoz 100 és 85ml csövekhez (4db/cs.)
51 094 0052	adapter az 51 940 0042-es gyűrűs tartóhoz 50ml csövekhez (4db/csom)
51 094 0053	adapter az 51 940 0042-es gyűrűs tartóhoz 15ml csövekhez (4db/csom)
51 094 0054	adapter az 51 940 0042-es gyűrűs tartóhoz 3-7ml csövekhez (4db/csom)
51 094 0036	AS12-PCR8 szögrotor 12 x 8PRC trips, max.fordulatszám:6000rpm
51 094 0034	AS30-2 szögrotor 30 x 2ml, max.fordulatszám:6000rpm
51 094 0037	AS60-2 szögrotor 60 x 2ml, max.fordulatszám:6000rpm
51 094 0036	S2-MP mikro plate feltét 384 PCR ; 96 PCR, max.fordulatszám:4000rpm
51 094 0038	AS6-50V szögrotor 6 x 50ml, max.fordulatszám:6000rpm
51 094 0035	AS18-5V szögrotor 18 x 5ml max.fordulatszám:6000rpm
51 094 0039	A8-50 szögrotor 8 x 50ml / 16 x 15ml, max.fordulatszám:5000rpm
51 094 0040	A30-15 szögrotor 30 x 15ml, max.fordulatszám:4500rpm



### Centrifugacsövek a katalógusban szereplő centrifugákhoz:

Rendelési kód	Térfogat (ml)	Leírás	Méret ØxL (mm)	cső anyaga	Rendelési egység (db/cs.)
55 572 0001	10-12	10ml-ig osztott, sárga csavaros kupak	16x100	PP	10
55 572 0002	10-12	osztás nélkül, fehér csavaros kupak	16x100	PP	10
55 572 0003	10-12	osztás nélkül, GL14 piros PBT csavaros kupak teflon tömítéssel	16x100	Duran üveg	1
55 572 0004	15	13ml-ig osztott, sárga csavaros kupak	16x115	PP	10
55 572 0005	15	kónikus alj, osztás és kupak nélkül	18x120	PP	10
11 216 0111	12	osztás nélkül, Duran üvegből	16x100	üveg	1

Egyéb méretű és anyagú centrifugacsövek a katalógus 1-011; 1-012; 2-022; 2-023; 2-024 oldalain találhatóak.