

**RE100-Pro**

Standard készülék rutin feladatok elvégzésére, kiváló árfehérrel.

- Könnyen leolvasható nagyméretű digitális kijelző fürdő hőmérséklettel, forgási sebességgel és az időzítés adataival
- Beállítható fordulatszám: 20 - 280 fordulat/perc, felcserélhető forgási irány
- 5 literes víz vagy olajfürdő maximum 180°C-os felfűtési hőmérséklettel
- Levédett kialakítású spirálhűtő (1700 cm²-es hűtőfelülettel) kitűnő hűtéssel
- Motoros kialakítású lift, amely áramszünet esetén automatikusan felemeli a felső pozícióba a bepárló lombikot. Beállítható automatikus véghelyzet felismerés, amely megvédi a kezelőt az üvegtöréstől. A bepárló lombik a beépített kinyomó szerkezet segítségével könnyedén levehető
- Időzítés funkció a precíz vezérléshez
- Kiváló kémiai ellenálló képességű dupla PTFE tömítésű rendszer
- Számítógépről vezérelhető működés és paraméter dokumentáció USB porton keresztül (szofver külön rendelhető!)
- A következő oldalon található tartozékokkal szabályozható vákuum és zárt rendszerű hűtő egység is kialakítható, kérje komplett összeállításunkat.

RE100-S

Alapkészülék kémiai laborok, oktatási intézmények számára egyszerű bepárlások desztillációk és szeparációk elvégzéséhez. Főbb jellemzői azonosak a fenti típussal, azonos üveg tartozékokkal rendelkeznek.

Különbségek: kézi mozgatású lift, emelő szerkezet, LED kijelzés a fürdő hőmérsékletére és az időzítés/ fordulatszámra valamint a maximális fordulatszám 200 rpm.

Ez a típus is vezérelhető számítógépről, a működés és paraméter dokumentáció USB porton keresztül rögzíthető (szofver külön rendelhető!)

A következő oldalon található tartozékokkal szabályozható vákuum és zárt rendszerű hűtő egység is kialakítható, kérje komplett összeállításunkat.

Rendelési kód:	57 090 1308	57 090 1307
Típus:	RE100-Pro rotációs bepárló	RE100-S rotációs bepárló
Beállítható fordulatszám	20 - 280 fordulat/perc	20 - 200 fordulat/perc
Kijelzés	LCD képernyő	LED kijelző
Fürdő hőmérséklet (°C)	környezeti hőmérséklet - 180	környezeti hőmérséklet - 180
Hőmérséklet pontossága (°C)	±1	víz: ±1, olaj ±3
Lift emelési magasság (mm)	150	manuálisan: 110mm + kieg. 100mm
Működési idő, timer	1...999 perc	1...999 másodperc
Méret (mm)	465 x 457 x 583	465 x 457 x 583
Tömeg (kg)	15	10

Tartozékok a fenti két rotációs bepárlóhoz:

Rendelési kód	Megnevezés
57 090 0165	függőleges hűtő rotációs bepárlóhoz, hűtőfelület: 1700cm ²
57 090 0166	függőleges hűtő rotációs bepárlóhoz, hűtőfelület: 1700cm ² , bevonatos
57 090 0163	ferde hűtő rotációs bepárlóhoz, hűtőfelület: 1500cm ²
57 090 0164	ferde hűtő rotációs bepárlóhoz, hűtőfelület: 1500cm ² , bevonatos
13 700 1100	bepárlólombik 1000 ml csiszolat: NS29/32
13 700 1200	bepárlólombik 2000 ml csiszolat: NS29/32
13 700 3100	szedőlombik 1000 ml csiszolat: KS35
10 700 0120	szedőlombik 1000 ml csiszolat: KS35, bevonatos
57 090 2027	vákuumtömítés, PTFE
57 090 0362	vákuumtömítés, FFKM, kémiaileg ultra rezistens
13 001 2029	csiszolat összefogó, POM, NS29/32
57 090 0998	páraátvezetőcső NS29/32

A fenti és minden egyéb üveg egység külön-külön is megrendelhető igény szerint. Szíveskedjen ajánlatot kérni. Rotációs bepárlókhöz üveg egységek, bepárló és szedő lombikok részletesen a katalógus 1. fejezetében található.