

ÜVEG- ÉS KVARC KÜVETTÁK

Makro, fedéllel, típus 100

Hellma

Speciális optikai üveg (320-2500 nm) és SUPRASIL® kvarcüveg (200-2500 nm).
Külső méretek (ma x szé): 45 x 12,5 mm

Rendelési kód speciális üveg	Rendelési kód kvarc üveg	Fényút (mm)	Térfogat (µl)
19 551 1011	19 551 1012	1	350
19 551 1021	19 551 1022	2	700
19 551 1051	19 551 1052	5	1 750
19 551 1101	19 551 1102	10	3 500
19 551 1201	19 551 1202	20	7 000
19 551 1401	19 551 1402	40	14 000
19 551 1501	19 551 1502	50	17 500
19 551 1601	19 551 1602	100	35 000



Makro, dugóval, típus 110

Hellma

Speciális optikai üveg (320-2500 nm) és SUPRASIL® kvarcüveg (200-2500 nm).
Külső méretek (ma x szé): 45 x 12,5 mm, dugóval 54 mm magas

Rendelési kód speciális üveg	Rendelési kód kvarc üveg	Fényút (mm)	Térfogat (µl)
19 551 2011	19 551 2012	1	350
19 551 2021	19 551 2022	2	700
19 551 2051	19 551 2052	5	1 750
19 551 2101	19 551 2102	10	3 500
19 551 2201	19 551 2202	20	7 000
19 551 2401	19 551 2402	40	14 000
19 551 2501	19 551 2502	50	17 500



Félmikro, fedél nélkül, típus 6040

Hellma

Speciális optikai üveg (320-2500 nm) és SUPRASIL® kvarcüveg (200-2500 nm).
Külső méretek (ma x szé): 45 x 12,5 mm, belső szélesség 4 mm

Rendelési kód speciális üveg	Rendelési kód kvarc üveg	Fényút (mm)	Térfogat (µl)
19 551 0009	19 551 0010	10	1 400



Félmikro, fedéllel, típus 104

Hellma

Speciális optikai üveg (320-2500 nm) és SUPRASIL® kvarcüveg (200-2500 nm).
Külső méretek (ma x szé): 45 x 12,5 mm, belső szélesség 4 mm

Rendelési kód speciális üveg	Rendelési kód kvarc üveg	Fényút (mm)	Térfogat (µl)
-	19 551 3052	5	700
19 551 3101	19 551 3102	10	1 400
19 551 3501	19 551 3502	50	7 000



Félmikro, fedéllel, fekete bevonattal, típus 104B

Hellma

Speciális optikai üveg (320-2500 nm) és SUPRASIL® kvarcüveg (200-2500 nm).
Külső méretek (ma x szé): 45 x 12,5 mm, belső szélesség 4 mm

Rendelési kód speciális üveg	Rendelési kód kvarc üveg	Fényút (mm)	Térfogat (µl)
19 551 3601	19 551 3602	10	1 400



Félmikro, dugóval, típus 114

Hellma

Speciális optikai üveg (320-2500 nm) és SUPRASIL® kvarcüveg (200-2500 nm).
Külső méretek (ma x szé): 45 x 12,5 mm, belső szélesség 4 mm

Rendelési kód speciális üveg	Rendelési kód kvarc üveg	Fényút (mm)	Térfogat (µl)
19 551 4121	19 551 4122	10	1 400