


ANALITIKAI ÉS TÁRA MÉRLEGEK

**Pioneer félmikro-, analitikai és precíziós táramérlegek**

Az új Pioneer PX sorozat a gazdaságosság és a teljesítmény kombinációja a legfontosabb mérleg alkalmazások esetében. A sorozat készülékei az alap mérési funkciókat kapcsolják össze teljesítménnyel és kínálnak magas fokú pontosságot és ismétlőképességet a laborban vagy az ipar és az oktatás területein. Az előnyös ár mellett a készülékek intelligens kezelő felülettel, két soros kijelzővel és a komplikációmentes kommunikáció biztosításához USB illetve RS 232-es adatcsatlakozóval rendelkeznek.

- Mérés: 18 nemzetközi és 1 felhasználó által programozható mértékegységben
- Darabszámlálás, százalékos mérés
- Nagyméretű, kétsoros, háttérmegvilágításos LCD kijelző biztosítja a jó leolvashatóságot
- Beépített RS 232-es adatkimenet nyomtató vagy számítógép csatlakoztatására.
- Masszív öntött fémház, rozsdamentes acél mérlegtányér
- Fix beépítésű alsó mérőhorog, huzat védő szekrény három toló ajtóval (0,01-1mg)

Automatikus kalibráció beépített belső kalibráló súllyal. A mérlegek M jelzésű változatai gyári (Európai Unió) hitelesítéssel rendelkeznek, így Magyarországon is hitelesített mérlegeknek minősülnek.

Az E típus jelzésű analitikai mérlegek külső kalibráló súllyal pontosíthatók.



| Rendelési kód | Típus | Max. terhelhetőség (g) | Felbontás (g) | Tányérméret (mm) | Kalibráció |
|---------------|----------|------------------------|----------------|------------------|------------|
| 68 025 1601 | PX-125D | 52/120 | 0,00001/0,0001 | Ø80 | belső |
| 68 025 1602 | PX-125DM | 52/120 | 0,00001/0,0001 | Ø80 | belső |
| 68 025 1603 | PX-85 | 82 | 0,00001 | Ø80 | belső |
| 68 025 1604 | PX-85M | 82 | 0,00001 | Ø80 | belső |
| 68 025 1605 | PX-225D | 82/220 | 0,00001/0,0001 | Ø80 | belső |
| 68 025 1606 | PX-225DM | 82/220 | 0,00001/0,0001 | Ø80 | belső |
| 68 025 1607 | PX-124 | 120 | 0,0001 | Ø90 | belső |
| 68 025 1608 | PX-124E | 120 | 0,0001 | Ø90 | külső(!) |
| 68 025 1609 | PX-124M | 120 | 0,0001 | Ø90 | belső |
| 68 025 1610 | PX-224 | 220 | 0,0001 | Ø90 | belső |
| 68 025 1611 | PX-224E | 220 | 0,0001 | Ø90 | külső(!) |
| 68 025 1612 | PX-224M | 220 | 0,0001 | Ø90 | belső |
| 68 025 1613 | PX-323 | 320 | 0,001 | Ø120 | belső |
| 68 025 1614 | PX-323M | 320 | 0,001 | Ø120 | belső |
| 68 025 1615 | PX-523 | 520 | 0,001 | Ø120 | belső |
| 68 025 1616 | PX-523M | 520 | 0,001 | Ø120 | belső |
| 68 025 1617 | PX-3202 | 3200 | 0,01 | Ø180 | belső |
| 68 025 1618 | PX-3202M | 3200 | 0,01 | Ø180 | belső |
| 68 025 1619 | PX-5202 | 5200 | 0,01 | Ø180 | belső |
| 68 025 1620 | PX-5202M | 5200 | 0,01 | Ø180 | belső |
| 68 025 1621 | PX-4201 | 4200 | 0,1 | Ø180 | belső |
| 68 025 1622 | PX-4201M | 4200 | 0,1 | Ø180 | belső |

Tartozékok PX és PR sorozatú mérlegekhez

SF 40A hordozható, multi funkciós mátrix nyomtató: kisméretű, univerzális mátrix nyomtató Ohaus mérlegekhez. Statisztika, összegzés, valós dátum és idő nyomtatása, állapot kijelzés, 40 karakter soronként, mérleg nullázása és tárazása közvetlen a nyomtatóról is történhet.



| Rendelési kód | Megnevezés |
|---------------|---|
| 68 025 0033 | SF 40A multi funkciós mátrix nyomtató adatkábellel |
| 68 025 0034 | papírtekerics a fenti nyomtatóhoz (2 tekecs/csomag) |
| 68 025 0035 | festékszalag nyomtatóba |
| 68 025 0021 | sűrűségmérő szett szilárd anyagokhoz |
| 68 025 0041 | ION-100A EU standard ionizátor |
| 68 025 0038 | védőfólia Pioneer mérlegekhez |
| 68 025 0028 | konverter kábel USB-RS232 |
| 68 025 0027 | 9 pólusú számítógépes kábel |
| 68 025 0029 | USB interface kábel (A-B) |