

GYORS NEDVESSÉGMEGHATÁROZÓK

MA110-3H

Ez a modell egy nagy precizitású mérőcella és egy nagy hatékonyságú halogén fűtőelem kombinációjával kialakított gyors nedvesség meghatározó készülék.

Az egyszerű, használati utasítást sem igénylő kezelést az 5"-os kijelzőn megjelenítésre kerülő egyértelmű szimbólumok biztosítják, melyekkel kiválaszthatók és beállíthatók a mérés paraméterei. A szárítási hőmérséklet 50-180°C között szabadon programozható. A kikapcsolási paraméter beállítása lehet fix idejű vagy súlyállandóságig történő szárítás. A készülék memóriájában 6 előre programozott szárítási görbe tárolható. A mérési eredményeket az RS 232-es adatkimenetre csatlakoztatott nyomtatón lehetséges rögzíteni.

Egyszerű kezelésű, rutin mérésekre kiválóan alkalmas előnyös árú készülék.

Rendelési kód	64 991 6401	64 991 6402
Típus	MA50-3H	MA110-3H
Mérési tartomány/felbontás	50g/0,001g/0,01%	110g/0,001g/0,01%
Fűtőelem fajtája	halogén sugárzó, 400W	
Kijelzés	5"-os grafikus, érintő képernyő	
Ismétlőképesség	minimum 2 g bemérésekor (%) 0,02-0,1%	
Mért értékek	nedvességtartalom %, száraz anyag tartalom % tömeg érték g	
Működési módok	súlyállandóságig automatikus vagy időzítés 1-99 perc programozható	
Szárítási programok	6	
Mintatartó Ø	100 mm	
Hőmérséklet tartomány	50-180°C programozható 1°C-os lépésekben	
Idő tartomány	1-99 perc programozható 1 perces lépésekben	
Adatkimenet	RS 232	
Méret, súly	330 x 180 x 140 mm, 3kg	



MA110-3H-T

A fenti típusok tovább fejlesztett változata: egy nagy precizitású mérőcella és egy nagy hatékonyságú halogén fűtőelem kombinációjával kialakított gyors nedvesség meghatározó készülék. Három választható felfűtési mód: rapid (gyors kis túlfűtéssel), standard és kíméletes.

Itt is az egyszerű, használati utasítást sem igénylő kezelést az 5"-os kijelzőn megjelenítésre kerülő egyértelmű szimbólumok biztosítják, melyekkel kiválaszthatók és beállíthatók a mérés paraméterei. A szárítási hőmérséklet 40-180°C között szabadon programozható. A kikapcsolási paraméter beállítása lehet fix idejű vagy súlyállandóságig történő szárítás. A készülék memóriájában 32 előre programozott szárítási görbe paraméterei tárolhatók. A mérési eredményeket az RS 232-es adatkimenetre csatlakoztatott nyomtatón lehetséges rögzíteni.

Rendelési kód	64 991 6411	64 991 6412
Típus	MA50-3H-T	MA110-3H-T
Mérési tartomány/felbontás	50g / 0.001g / 0,01%	110g / 0.001g / 0,01%
Fűtőelem fajtája	halogén sugárzó, 400 W	
Kijelzés	5"-os grafikus, érintő képernyő	
Mérési tartomány/felbontás	100g / 0.001g / 0,01%	
Ismétlőképesség	minimum 2 g bemérésekor (%) 0,02-0,1%	
Mért értékek	nedvességtartalom %, száraz anyag tartalom %, tömeg érték g	
Felfűtési módok	rapid (gyors kis túlfűtéssel), standard, gentle (lassú, kíméletes)	
Működési módok	programozott hőmérséklet, idő vagy súly állandóságig történő szárítás	
Hőmérséklet tartomány	40-180°C programozható 1°C lépésekben	
Idő tartomány	1-99 perc programozható 1 perces lépésekben	
Szárítási programok	32	
Adatkimenet	soros RS 232	
Méret, súly	370 x 215 x 195 mm, 4,5 kg	



Külön rendelhető tartozékok fenti készülékekhez:

Rendelési kód	Megnevezés
38 311 0005	Alumínium mintatartó tálca, Ø 94/100 mm (80db/csomag)
64 991 6122	Alumínium mintatartó tálca, Ø 100 mm (50db/csomag)
10 583 7444	Üvegszálás szűrőlap (100db/csomag)
64 991 5020	MT-AA-1H hőpapíros soros nyomtató kábellel
64 991 6021	Papírtekercs a nyomtatóhoz
64 991 6125	Touch pen érintőképernyőhöz
64 583 2766	Kalibráló súly, 50g F1
64 583 2767	Kalibráló súly, 100g F1

