

TARTOZÉKOK MÉRLEGEKHEZ, NEDVESSÉGMEGHATÁROZÓKHOZ

Mérleg és bemérő edény tisztító ecset

Bemérő edények por és szemcse tisztításához, hegyes formájú, finom szőrből készült porecsetek. Teljes hossz: kb. 110 mm

Rendelési kód	Megnevezés
37 011 7215	Porecset, Ø 5mm
37 011 7216	Porecset, Ø 10mm
37 011 7214	Porecset, Ø 15mm



Rendelési kód	Megnevezés
22 011 5210	Játék kártya porok beméréshez, 1000g/csomag
37 011 7217	Bemérő papír 133x100 mm, 250 db/csomag



Bemérő csónak, műanyag

Fehér, rugalmas bemérő csónak folyadékok és szilárd minták beméréséhez.

Rendelési kód	Méret	Kiszérelés
22 201 0001	40 x 40 x 10 mm	100db/csomag; 4csomag/karton
22 201 0002	80 x 80 x 20 mm	100db/csomag; 4csomag/karton
22 201 0003	140 x 140 x 20 mm	100db/csomag; 4csomag/karton



Bemérő csónak, PS, fehér, rugalmas folyadékok és szilárd minták beméréséhez.

Maximális hőmérséklet: +93°C, antisztatikus.

Rendelési kód kék, 100db/csomag	Rendelési kód fehér, 1000db/csomag	Méret / Térfogat
22 011 1130	10 011 1124	44 x 44 x 7 mm / 7 ml
22 011 1131	10 011 1125	80 x 80 x 20 mm / 100 ml
22 011 1132	10 011 1126	140 x 140 x 22 mm / 250 ml



Alumínium körlapocskák, közöttük selyempapír elválasztás, 0.03 mm vastag

Csomagolás: 1000db/csomag

Rendelési kód alu. lapocskák	Rendelési kód műanyagtartó, adagoló	Méret / átmérő
38 012 1050	38 012 1053	100 mm
38 012 1051	38 012 1054	120 mm
38 012 1049	38 012 1056	130 mm
38 012 1052	38 012 1055	150 mm



Alumínium tálca fogantyúval, minták tárolására vagy sorszámozására, stabil, tiszta felület, beméréshez vagy bepárláshoz. Csomagolás: 100db/csomag

Rendelési kód	Méret	Alsó átmérő	Magasság	Súly
38 012 1600	I	43 mm	11,0 mm	1,0 g
38 012 1601	II	55 mm	14,0 mm	1,5 g
38 012 1602	III	70 mm	15,0 mm	2,0 g
38 012 1603	IV	13 mm	3,5 mm	



Mintatartó alumínium tálca gyors nedvességmeghatározókhöz

A különböző méret a készülékek tányértartó mérete miatt fontos!

A megadott átmérő az alsó/felső értéket jelöli!

Rendeléskor kérjük megadni a készülék pontos típusát!

Rendelési kód	Méret, kiszérelés	Típusok
64 991 6121	Alu.mintatartó tálca, Ø 85/90mm (50db/cs.)	MT-100 sorozat
10 583 7442	Alu.mintatartó tálca, Ø 92/96mm (80db/cs.)	Kern, Ohaus
38 311 0005	Alu.mintatartó tálca, Ø 94/100mm (80db/cs.)	Sartorius; Scaltec; Denver, MA110-3HT
64 991 6122	Alu.mintatartó tálca, Ø 94/100mm (50db/cs.)	Sartorius; Scaltec; Denver, MA110-3HT
10 580 5101	Alu.mintatartó tálca, Ø 96/100mm (80db/cs.)	Kern, Phoenix, Adam Equipment



Mérlegasztalok

Rendelési kód	Megnevezés
91 383 1010	Mérlegasztal, 1 fh. 40x40 cm kerámia lappal fedett beton betét; méret:60x60x90cm
91 383 1011	Mérlegasztal, 1 fh. 40x40 cm kerámia lappal fedett beton betét; méret:90x60x90cm