

PRECÍZIÓS ÉS HORDOZHATÓ TÁRA MÉRLEGEK

PR sorozat tára mérlegek

A sorozat technikai tulajdonságai megegyeznek az előző oldalon már bemutatott PR analitikai és milligrammos mérlegekével.

A típusok belső kalibráló súllyal rendelkeznek, kivéve az E jelzésűek, ezek külső kalibráló súllyal pontosíthatók. Az M-mel jelölt mérleg típusok EU gyári hitelesítéssel rendelkeznek!

Rendelési kód	Típus	Max. terhelhetőség (g)	Felbontás (g)	Tányérméret (mm)
63 049 2733	PR1602	1600	0,01	Ø180
63 043 0074	PR1602/E	1600	0,01	Ø180
63 052 4609	PR1602M	1600	0,01	Ø180
63 049 2734	PR2202	2200	0,01	Ø180
63 043 0075	PR2202/E	2200	0,01	Ø180
63 052 4610	PR2202M	2200	0,01	Ø180
63 049 2735	PR4202	4200	0,01	Ø180
63 043 0076	PR4202/E	4200	0,01	Ø180
63 052 4611	PR4202M	4200	0,01	Ø180
63 049 2736	PR4201	4200	0,1	Ø180
63 043 0077	PR4201/E	4200	0,1	Ø180
63 052 4612	PR4201M	4200	0,1	Ø180
63 049 8176	PR6201	6200	0,1	Ø180
63 043 0078	PR6201/E	6200	0,1	Ø180
63 052 4613	PR6201M	6200	0,1	Ø180



Scout széria, a hordozható és érintő képernyős sorozat

Új standard a labor és ipari mérések frontján!

Gyors és hatékony kezelés az innovatív színes érintő képernyőnek köszönhetően. A széles és robosztus kialakítású színes képernyő garantálja, a maga informatív szimbólumokkal felépített menüjében a kezelő lépésről-lépésre történő irányítását, mellyel így gyerekjátékká válik a készülék kezelése.

A gyors mérési sebesség (rövid beállási idő) és a magas felbontás gondoskodik az ismételhető és megbízható mérési eredményekről. Az 1 másodperces stabilizálási idő jelentősen emeli a produktivitást a helyszíni méréseknél. A modern mérlegtechnológia biztosítja a Scout készülékek ismételhető és megbízható mérési eredményeit.

A kimagaslóan jó túlterhelhetőség és a tároláskori egymásra helyezhetőség biztosítja a hosszú élettartamot. A beépített kiváló túlterhelés elleni védelem segítségével a mérleg a tényleges mérési kapacitásának tízszeresét képes károsodás nélkül elviselni és ez akár a mostoha, durva vagy az igényes körülmények között is biztos védelmet garantál. A helytakarékos, karcsú kialakítás lehetővé teszi az egymásra helyezhető biztonságos tárolást.

Külön rendelhető adatkimeneti csatlakozók széles választékban: RS 232-es soros; USB-Host vagy USB készülék kimenet; Bluetooth adapter; Ethernet csatlakozó.

Egyéb tartozékok külön igény szerint (pl. nyomtató, külön kijelző egység, hordtáska, stb.)

Rendelési kód	Típus	Terhelhetőség (g)	Felbontás (g)	Reprodukálás	Linearitás	Tányérméret (mm)
10 970 3058	STX-123	120	0,001	0,002	0,003	Ø 93
10 970 3059	STX-223	220	0,001	0,002	0,003	Ø 93
10 970 3060	STX-222	220	0,01	0,01	0,01	Ø120
10 970 3061	STX-422	420	0,01	0,01	0,01	Ø120
10 970 3062	STX-622	620	0,01	0,01	0,02	Ø120
10 970 3063	STX-1202	1200	0,01	0,02	0,03	170 x 140
10 970 3064	STX-2202	2200	0,01	0,02	0,03	170 x 140
10 970 3065	STX-421	420	0,1	0,1	0,1	Ø120
10 970 3066	STX-621	620	0,1	0,1	0,1	170 x 140
10 970 3067	STX-2201	2200	0,1	0,1	0,1	170 x 140
10 970 3068	STX-6201	6200	0,1	0,1	0,2	170 x 140
10 970 3069	STX-8200	8200	1	1	1	170 x 140

