

ANALITIKAI MÉRLEGEK

**Érintő képernyős analitikai és milligrammos mérlegek**

A korszerű elektronikai megoldások előre törése és az egyszerűbb, ikonokkal történő kezelés alkalmazása jellemzi a legújabb BNT mérleg sorozatot. Ezt az egyszerű kezelési komfortot az egyértelmű szimbólumokkal jelölt funkció képernyő tasztatúrák biztosítják.

- Külső megjelenés: masszív, alumínium öntvény alsórész, szabványos üveghuzatvédő fülke, és rozsdamentes acél mérlegtányér Ø90 mm, milligrammos mérlegek esetében Ø110 mm.
- Nagyméretű LCD érintő lépernyő háttér megvilágítással és valós dátum-idő kijelzéssel.
- Dinamikus hőmérséklet kompenzáció, auto zéró és beállítható szűrőszint funkciók.
- Különböző nemzetközi mértékegységek, darabszámlálás funkció.
- Belső memória: az utolsó tíz mérés eredménye automatikusan tárolásra kerül.
- Beépített RS 232-es adatkimenet nyomtató vagy számítógép csatlakoztatására.
- **Automatikus kalibráció beépített belső kalibráló súllyal (BNTxxN sorozat) vagy külső kalibráló súllyal (BNTxx sorozat; itt a kalibráló súly normál tartozék!).**

Rendelési kód	Típus	Terhelhetőség (g)	Felbontás (g)	Reprodukálás	Linearitás	Kalibrálás	Tányérméret (mm)
64 992 0101	BNT124N	120	0,0001	±0,0003	±0,0003	belső	Ø 90
64 992 0102	BNT224N	220	0,0001	±0,0003	±0,0003	belső	Ø 90
64 992 0103	BNT324N	320	0,0001	±0,0004	±0,0004	belső	Ø 90
64 992 0111	BNT124	120	0,0001	±0,0003	±0,0003	külső	Ø 90
64 992 0112	BNT224	220	0,0001	±0,0003	±0,0003	külső	Ø 90
64 992 0113	BNT324	320	0,0001	±0,0004	±0,0004	külső	Ø 90
64 992 0114	BNT303	300	0,001	±0,003	±0,003	külső	Ø 110
64 992 0115	BNT1003	1000	0,001	±0,003	±0,003	külső	Ø 110

Eco analitikai és milligrammos mérlegek belső kalibrálással - MT-BSA sorozat

- Nagyméretű, háttérmegvilágításos LCD kijelző biztosítja a jó leolvashatóságot.
- Beépített USB csatlakozó számítógép csatlakoztatására. Közvetlen adatátvitel Windows operációs rendszeren keresztül a számítógépre.
- Felhasználó barát kezelés, átlátható menü felépítés, nagyméretű tasztatúrák.
- Huzatvédő szekrény öt oldalon szerelt üveg borítással.
- 18 nemzetközi mértékegység és felhasználói program: darabszámlálás, százalékos mérés, nettó-totál, receptúra, stb.
- Monolitikus elektromágneses mérőcella, kiváló rezgés ellenállósággal.
- Rendkívül rövid beállási idő: 3-5 sec.
- **Automatikus belső kalibráció: a tasztatúra megnyomására motor végzi a műveletet egy beépített belső kalibráló súly segítségével.**

Rendelési kód	Típus	Max. terhelhetőség (g)	Felbontás (g)	Tányérméret (mm)	Linearitás (mg)
64 489 0103	MT-BSA-2204	220	0,0001	Ø 110	±0,2
64 489 0111	MT-BSA-3203	320	0,001	Ø 110	±0,2
64 489 0112	MT-BSA-4203	420	0,001	Ø 110	±0,2
64 489 0113	MT-BSA-6203	620	0,001	Ø 110	±0,2
64 489 0114	MT-BSA-8203	820	0,001	Ø 110	±0,2
64 489 0115	MT-BSA-10203	1020	0,001	Ø 110	±0,2

**Eco analitikai mérlegek külső kalibrálással- MT-BSM sorozat**

A fenti leírtak szerinti műszaki tulajdonságokkal és paraméterekkel rendelkező analitikai mérlegek, külső kalibrálással.

A pontosságot a készülék automatikusan elvégzi kalibráció külső kalibráló súllyal!

Rendelési kód	Típus	Max. terhelhetőség (g)	Felbontás (g)	Tányérméret (mm)	Linearitás (mg)
64 489 0101	MT-BSM-2204	220	0,0001	Ø 90	±0,2
64 489 0102	MT-BSM-1204	120	0,0001	Ø 90	±0,2