

ESZKÖZÖK TEJIPARI VIZSGÁLATOKHOZ ÉS ZSÍRMEGHATÁROZÁSOKHOZ

Butyrométerek tejvizsgálathoz, Gerber féle¹, dugó nélkül (DIN 12 836)

Rendelési kód	Rendelési kód Funke-Gerber	Tartomány	Osztás	Hibahatár
16 325 1171	55 420 3150	0 ... 4%	0,05%	±0,025%
16 325 1172	55 420 3151	0 ... 5%	0,1%	±0,05%
16 325 1173	55 420 3152	0 ... 6%	0,1%	±0,05%
16 325 1175	55 420 3154	0 ... 8%	0,1%	±0,05%
16 325 1176	55 420 3155	0 ... 9%	0,1%	±0,05%
16 325 1177	55 420 3156	0 ... 10%	0,2%	±0,1%
16 325 1178	55 420 3157	0 ... 12%	0,2%	±0,1%

Teichert féle butyrométer², dugó nélkül

Rendelési kód	Rendelési kód Funke-Gerber	Tartomány	Osztás	Hibahatár
16 325 1471	55 420 3170	0 ... 35%	0,5%	±0,25%
16 325 1472	55 420 3171	0 ... 70%	1,0%	±0,5%

Roeder féle butyrométer³, dugó nélkül (DIN 10 284)

Rendelési kód	Rendelési kód Funke-Gerber	Tartomány	Osztás	Hibahatár
16 325 1051	55 420 3200	0 ... 40%	0,5%	±0,25%
16 325 1052	55 420 3201	0 ... 55%	0,5%	±0,25%
16 325 1053	55 420 3202	0 ... 75%	0,5%	±0,25%

van Gulik féle butyrométer⁴, dugó nélkül (DIN 10 286)

Rendelési kód	Rendelési kód Funke-Gerber	Tartomány	Osztás	Hibahatár
16 325 1371	55 420 3230	0 ... 40%	0,5%	±0,25%

Köhler féle butyrométer⁵, dugó nélkül

Rendelési kód	Rendelési kód Funke-Gerber	Tartomány	Osztás	Hibahatár
16 325 1282	55 420 3210	0 ... 40%	0,5%	±0,25%
16 325 1283	55 420 3211	0 ... 50%	0,5%	±0,25%
16 325 1284	55 420 3212	0 ... 60%	1,0%	±0,5%
16 325 1285	55 420 3213	0 ... 70%	1,0%	±0,5%

Funke-Gerber gyártmányú tartozékok butyrométerekhez

Rendelési kód	Megnevezés, leírás
55 420 3280	Gumidugó Gerber-féle butyrométerhez, hosszúkás
55 420 3290	Gumidugó, kicsi, 9/13/20 mm
55 420 3300	Gumidugó lyukkal, 17/22/30 mm
55 420 3310	Gumidugó lyuk nélkül, 17 /22/30 mm
55 420 3260	FIBU záródugó (a képen szorító csavarral együtt!)
55 420 3270	Szorító csavar FIBU dugóhoz

Egyéb tartozékok butyrométerekhez és tejipari vizsgálatokhoz

Rendelési kód	Leírás
16 325 2001	Gumidugó Gerber-féle butyrométerekhez
16 325 2002	Hypalon dugó Gerber-féle butyrométerekhez
16 325 2005	Gumidugó, kicsi, 9/13/20 mm
16 325 2007	Bemérő pohár lyukakkal
16 325 3001	Durham cső 40 x 8 mm, 100 db/csomag
16 325 3014	Tej pipetta 10,75 ml
16 325 3020	Tejszín pipetta 5,05 ml
16 325 7031	Tejhőmérő
16 325 3027	Tejsűrűség mérő
16 325 3023	Demeter-féle hígító pipetta, körjelzés: 1,0 és 1,1 ml
16 325 3024	Demeter-féle hígító pipetta, körjelzés: 1,0; 2,0; 2,1; 2,2 ml

