

VÍZANALITIKAI TESZTKÉSZLETEK



Kvalitatív és fél kvalitatív tesztsíkok

Macherey-Nagel

A QUANTOFIX® tesztsíkok az egyes ionok és vegyületek az oldatban való jelenlétének meghatározására szolgálnak. Kicsomagolás: 100 db 6x95 mm-es csík.

Rendelési kód	Típus	Ion	Skála beosztása
24 469 1307	Alumínium ¹⁾	Al ³⁺	0-5-20-50-200-500
24 469 1315	Ammónium ¹⁾	NH ⁺	0-10-25-50-100-200-400
24 469 1334	Arzén 10	As ^{3+/5+}	0-0,01-0,025-0,05-0,1-0,5
24 469 1314	Aszkorbinsav	C vitamin	0-50-100-200-300-500-1000-2000
24 469 1324	Calcium ¹⁾	Ca ²⁺	0-10-25-50-100
24 469 1323	Karbonát keménység	HCO ₃ , CO ₃ ²⁻	0-3-6-10-15-20 °d
24 469 1317	Klór ¹⁾	Cl ₂	0-1-3-10-30-100
24 469 1321	Klorid	Cl ⁻	0-500-1000-1500-2000-≥3000
24 469 1301	Kromat ¹⁾	CrO ₄ ²⁻	0-3-10-30-100
24 469 1318	Cianid ¹⁾	CN ⁻	0-1-3-10-30
24 469 1335	EDTA		0-100-200-300-400 mg/l EDTA
24 469 1302	Vas 1000 ¹⁾	Fe ²⁺ Fe ³⁺	0-5-20-50-100-250-500-1000
24 469 1308	Vas 100 ¹⁾	Fe ²⁺ Fe ³⁺	0-2-5-10-25-50-100
24 469 1328	Formaldehid		0-10-20-40-60-100-200
24 469 1316	Kálium ¹⁾	K ⁺	0-200-400-700-1000-1500
24 469 1303	Kobalt	Co ²⁺	0-10-25-50-100-250-500-1000
24 469 1304	Réz	Cu ⁺ Cu ²⁺	0-10-30-100-300
10 469 1336	LubriCheck		0-15-50-75-130-200 mmol/l KOH
24 469 1305	Nikkel	Ni ²⁺	0-10-25-50-100-250-500-1000
24 469 1325	Molibdén	Mo ⁶⁺	0-5-20-50-100-250
24 469 1313	Nitrát-nitrit	NO ₃ -	0-10-25-50-100-250-500
		NO ₂ -	0-1-5-10-20-40-80
24 469 1311	Nitrit	NO ₂ -	0-1-5-10-20-40-80
24 469 1322	Nitrit 3000	NO ₂ -	0-0,1-0,3-0,6-1-2-3 g/l
10 469 1338	Nitrit / pH		Nitrit: 0-1-5-10-20-40-80 pH: 6,0-6,4-6,7-7,0-7,3-7,6 7,9-8,2-8,4-8,6-8,8-9,0-9,3-9,5
24 469 1333	Peroxid 1000	H ₂ O ₂	0-50-150-300-500-800-1000
24 469 1312	Peroxid 100	H ₂ O ₂	0-1-3-10-30-100
24 469 1319	Peroxid 25	H ₂ O ₂	0-0,5-2-5-10-25
24 469 1320	Foszfát ¹⁾	PO ₄ ³⁻	0-3-10-25-50-100
24 469 1329	Szulfát	SO ₄ ²⁻	<200->400->800->1200->1600
24 469 1306	Szulfid	SO ₃ ²⁻	0-10-25-50-100-250-500-1000
24 469 1310	Cink ¹⁾	Zn ²⁺	0-2-5-10-25-50-100
24 469 1309	Cin	Sn ²⁺	0-10-25-50-100-250-500
10 469 1337	QUAT (benzalkoniumklorid)		0-10-25-50-100-250-500-1000 mg/l

¹⁾ Ezek a tesztsíkok a meghatározáshoz szükséges reagensekkel együtt kerülnek szállításra.

AQUADUR® tesztsíkok vízkeménység meghatározáshoz

Rendelési kód	Skála beosztása °dH	Kicsomagolás
24 469 1201	<3>5>10>15>20>25	100 db 6x95 mm tesztsík
24 469 1220	<3>4>7>14>21	100 db 6x95 mm tesztsík
24 469 1221	<3>5>10>15>20>25	5000 db-os doboz
24 469 1222	<3>4>7>14>21	5000 db-os doboz
24 469 1223	<3>5>10>15>20>25	1000 db egyenkénti csomagolás
24 469 1224	<3>4>7>14>21	1000 db egyenkénti csomagolás
24 469 1290	<3>5>10>15>20>25	50 db tesztlével 3 db egyedi csomagolású tesztsíkkal

°dH német keménységi fok

