



Anaerob tartály

Rozsdamentes acélból készült tartály, PVC tetővel. Meghatározott gáz-atmoszférában történő mikrobiológiai tenyésztésekhez. A fedélben elhelyezkedő manométer segítségével lehetséges a vákuum vagy túlnyomás pontos ellenőrzése (-1 bar ... +0,2 bar). Két szabályozó szelep szolgálja a vákuum létrehozását és a gázzal történő feltöltést. A petricsészék (100 x 60 mm) tartályban való behelyezésére tiszta alumíniumból készült állvány szolgál. Az Anaerob tartályok két sarokcsappal és egy manométerrel rendelkeznek, kivétel az „Eco” típus, ugyanis azon egy szellőző nyílás található.

Rendelési kód	Megnevezés, Petricsésze (mm)	Liter	Férő- hely	Méret (Ø x Mag mm)	Anyag
10 318 3801	„Large” 150 x 60	6	15	175 x 260	rm.acél/műanyag
10 318 3802	„Small” 100 x 60	2	10	120 x 170	rm.acél/műanyag
10 318 3803	„Standard” 100 x 60	3	15	120 x 270	rm.acél/műanyag
10 318 3805	„Eco” 100 x 60	3	15	120 x 270	rm.acél/ polikarbonát
10 318 3809	„Crystal” 100 x 60	3	15	120 x 270	polikarbonát

Forgatható petricsésze tartó

Táptalajok egyenletes leoltásához. Egyszerű kényelmes kezelés.

Petriturn Mplus: Kör alakú, kézzel, manuálisan forgatható tartó. Masszív kialakítás, mindkét oldala használható 100 mm és 150 mm-es petricsészékhez.

Petriturn Eplus: Elektromos meghajtás, érintésnélküli, szenzoros indítás.

Fokozatmentesen állítható fordulatszám (10 - 100 fordulat/perc) és forgatási idő (3 s ... 2 min vagy folyamatos forgás). Ø100 és 150 mm-es petricsészékhez.

Opcionálisan rendelhető lábkapcsoló az indításhoz.

Rendelési kód	Megnevezés
88 313 1001	Petriturn M
88 313 1011	Petriturn E
88 313 1013	lábkapcsoló Petriturn E-hez
10 318 1015	Feltét Ø150 mm petricsészék forgatásához
88 313 1012	oltóhorog rozsdamentes acélból (Drigalski)
88 313 1014	oltóhorog üvegből (Drigalski)

Oltótű tartó, műanyag, autoklávozható, 6 férőhelyes.

Rendelési kód	Megnevezés
33 310 1080	Kör alakú tartó Ø 80 x 50 mm
33 310 1180	Hosszúcsák tartó 180 x 50 x 50 mm

88 011 7509 Kézi számláló

Egyszerű kézi számláló telepszámláláshoz.

Nullára állítás forgatógombbal, számlálás 1 - 9999-ig gombnyomásra.

88 515 7000 CC-1 TELEPSZÁMLÁLÓ BOECO

Kiváló készülék a táptalajon a petricsészében kifejlődött telepek gyors és pontos számlálásához. Beépített petricsésze átmérő szűkítő, használható max. 150 mm-es átmérőig. A körkörös oldalsó fényforrásnak köszönhetően abszolút tükröződésmentes és egyenletes megvilágítás. Világos és sötét kontraszt lapok a számoláshoz. Ergonómikus kialakítás. A természetes színvisszaadás megkönnyíti a különböző színű telepek megkülönböztetését.

Nyomás érzékeny számlálóanyag, automatikus számlálás. A számlálási impulzus előállítása a telep egyszerű filctollal történő megjelölésével (megnyomásával) történik, és a készülék ezt a négy számjegyes LED kijelzőjén számlálja. Ez a számlálási művelet akusztikus módon (sípoló hanggal) is jelzésre kerül.

Külső méret: Sz 300 x Mag 330 x M 100 mm, a tartórúd magassága 150 mm.

A szállítás komplett összeállításban történik: CC-1 készülék, nagyítólenyce flexibilis tartóállvánnyal, jelölő filctoll.