

## KEVERTÁGYAS IONCSERÉLŐK



### Műanyag patronos ioncserélők

Tisztavíz előállítását sótalanító berendezés segítségével egyszerűen, előnyös áron, rövid idő alatt.

- Gazdaságosság; a víztisztítás legolcsóbb formája.
- Biztonságos vízminőség; állandóan jó vízminőség, nincs minőségromlás hosszabb idejű raktározás esetén sem.
- Speciális; mert csak annyit kell készíteni, amennyit ténylegesen felhasználunk.
- Biztonságos; gyakorlatilag nincs meghibásodási lehetőség. Megszűnnek a vízminőség miatti üzemzavarok. Nő az élettartama az autoklávnak, vízfürdőnek vagy egyéb készüléknek.
- Tisztább felhasználás; a kiváló vízminőség miatt nincs korrózióveszély.
- Környezetbarát; az elhasznált patronok újra cserélhetők a forgalmazónál.
- Analóg vagy digitális vezetőképességmérő fejjel is felszerelhetők.

**Ioncserélők**, kék színű polietilén tartállyal analóg vezetőképesség mérő fejjel, be- és kifolyócsővel komplett összeállítás

<b>Rendelési kód</b>	<b>93 861 0425</b>	<b>93 861 1750</b>
<b>Típus</b>	<b>DS 425</b>	<b>DS 750</b>
<b>Teljesítmény</b>	50 liter/óra	100 liter/óra
<b>Maximális kapacitás</b>	425 liter	750 liter
<b>Sótalanított víz vezetőképessége</b>	0,1-20 µS/cm	
<b>Max.megengedett vízhőmérséklet</b>	30 °C	
<b>Tápfeszültség</b>	230V, 50Hz	
<b>Patron anyaga</b>	polietilén	
<b>Méret (Ø x magasság)</b>	100 x 600 mm	175 x 65 mm
<b>Csatlakozás</b>	3/4"	
<b>Súly</b>	3 kg	7 kg
<b>Rend.kód tartalék patron</b>	<b>93 861 0426</b>	<b>93 866 1750</b>
<b>Rend.kód patron csere</b>	<b>93 861 0427</b>	<b>93 866 1752</b>

### Rozsdamentes acél tartályos ioncserélők

A következő nagy teljesítményű ioncserélő tartályok AISI 316 típusú rozsdamentes acélból készülnek. Használatuk egyszerű és rendkívül gazdaságos, maximum 10 bar-ig nyomásálló. Ebben az esetben a rendelési kód csak a tartályt jelöli önmagában, a megfelelő vezetőképesség mérő készüléket kérjük külön megrendelni szíveskedjenek. (Analóg és digitális mérőfejek a következő oldalon találhatóak.)

Egyéb tartozékok (falra rögzítők, bilincsek, csövek stb.) külön igény alapján.

A patronk cseréjét szervizünk - szerződés esetén - 24 órás reagálási idővel végzi a kért helyszínen az ország egész területén.



<b>Rendelési kód</b>	<b>93 862 1500</b>	<b>93 862 2000</b>	<b>93 862 2800</b>	<b>93 862 4000</b>	<b>93 862 6000</b>
<b>Típus</b>	<b>MB 1500</b>	<b>MB 2000</b>	<b>MB 2800</b>	<b>MB 4000</b>	<b>MB 6000</b>
<b>Teljesítmény</b>	300 liter/óra	300 liter/óra	950 liter/óra	1000 liter/óra	1000 liter/óra
<b>Maximális kapacitás</b>	1500 liter	2000 liter	2800 liter	4000 liter	6000 liter
<b>Sótalanított víz vez.kép</b>	0,1-20 µS/cm				
<b>Max. vízhőmérséklet</b>	30 °C				
<b>Elektromos csatlakozás</b>	230V, 50Hz				
<b>Patron anyaga</b>	rozsdamentes acél AISI 316				
<b>Méret (Ø x magasság)</b>	240x410mm	240x490mm	240x570mm	240x700mm	240x1155mm
<b>Csatlakozás</b>	3/4" (opcionálisan rendelhető gyors csatlakozós kivitelben is)				
<b>Súly</b>	14 kg	18 kg	24 kg	27 kg	45 kg
<b>Rend.kód patron csere</b>	<b>93 862 1502</b>	<b>93 862 2002</b>	<b>93 862 2802</b>	<b>93 862 4002</b>	<b>93 862 6002</b>