



RK 255H



RK 255H

**SONOREX SUPER típusú ultrahangos készülékek**

Kompakt felépítésű, fröccsenő víz ellen védett rozsdamentes acél ház.

- Időkapcsoló: 0-15 perc vagy folyamatos
- H-val jelölt típusok beépített fűtéssel rendelkeznek 30-80°C-ig folyamatosan szabályozható tartományban.
- Az RK 100SH típustól a kádak golyócsappal zárható lefolyóval ellátottak.
- Az RK 31H típus fix fűtésű, 65°C.

Rendelési kód	Típus	Belső méret, mm	Térfogat, lit.	HF telj. Weff
96 072 1009	RK 31	190 x 85 x 60	0,9	40
96 072 0532	RK 31H	190 x 85 x 60	0,9	40
96 072 0552	RK 52	150 x 140 x 100	1,8	60
96 072 0553	RK 52H	150 x 140 x 100	1,8	60
96 072 1006	RK 100	240 x 140 x 100	3,0	80
96 072 1007	RK 100H	240 x 140 x 100	3,0	80
96 072 1008	RK 100SH	240 x 140 x 100	3,0	80
96 072 3001	RK 102H	240 x 140 x 100	3,0	120
96 072 3003	RK 103H	240 x 140 x 150	4,0	140
96 072 3004	RK 106	Ø 240 x 130	5,6	120
96 072 3027	RK 156	500 x 140 x 100	6,0	160
96 072 3018	RK 156BH	500 x 140 x 150	9,0	215
96 072 3039	RK 170H	1000 x 200 x 200	39,0	380
96 072 3007	RK 255H	300 x 150 x 150	5,5	160
96 072 3026	RK 510	300 x 240 x 150	9,7	160
96 072 3008	RK 510H	300 x 240 x 150	9,7	160
96 072 3024	RK 512H	300 x 240 x 200	13,0	215
96 072 3009	RK 514	325 x 300 x 150	13,5	215
96 072 3016	RK 514H	325 x 300 x 150	13,5	215
96 072 3010	RK 514BH	325 x 300 x 200	18,7	215
96 072 3011	RK 1028	500 x 300 x 200	28,0	300
96 072 3012	RK 1028H	500 x 300 x 200	28,0	300
96 072 3041	RK 1028C	500 x 300 x 300	45,0	500
96 072 3014	RK 1040	Ø 500 x 195	39,5	380
96 072 3015	RK 1050	600 x 500 x 200	58,0	600

SONOREX DIGITEC típusú ultrahangos készülékek

Négy lépcsős kezelés „plug and clean”. A H típusok 20-80°C-ig termosztatikusan szabályozható fűtéssel rendelkeznek valamint led kijelzéssel a hőmérséklet és fűtésfázis megjelenítésére. Vészjelző led túlfűtés esetén. Időzítő perc pontossággal vagy folyamatos üzemmód. Gáztalanítással szabadon választható impulzussal és led kijelzéssel. Rozsdamentes acél ház fröccsenő víz ellen védett tasztatúrával (IP 33).

Rendelési kód	Típus	Belső méret, mm	Térfogat, lit.	HF telj. Weff
96 073 3200	DT 31	190 x 85 x 60	0,9	40
96 073 3220	DT 31H	190 x 85 x 60	0,9	40
96 073 3205	DT 52	150 x 140 x 100	1,8	60
96 073 3225	DT 52H	150 x 140 x 100	1,8	60
96 073 3210	DT 100	240 x 140 x 100	3,0	80
96 073 3230	DT 100H	240 x 140 x 100	3,0	80
96 073 3235	DT 102H	240 x 140 x 100	3,0	120
96 073 3201	DT 103H	240 x 140 x 150	4,0	140
96 073 3275	DT 156	500 x 140 x 100	6,0	160
96 073 3215	DT 255	300 x 150 x 150	5,5	160
96 073 3240	DT 255H	300 x 150 x 150	5,5	160
96 073 3245	DT 510	300 x 240 x 150	9,7	160
96 073 3206	DT 510H	300 x 240 x 150	9,7	160
96 073 3226	DT 512H	300 x 240 x 200	13,0	215
96 073 3250	DT 514	325 x 300 x 150	13,5	215
96 073 3211	DT 514H	325 x 300 x 150	13,5	215
96 073 3216	DT 514BH	325 x 300 x 200	18,7	215