

ULTRAHANGOS FÜRDŐK, TARTOZÉKOK

SONOREX DIGITAL 10P típusú ultrahangos készülékek

10 program tárolási lehetőség, teljesítmény, idő és a hőmérséklet digitálisan állítható rendkívül pontosan és ezzel reprodukálható eredmények biztosíthatók. DEGAS-tasztatúra a gyors gáztalanításhoz, teljesítmény szabályzás 10-100% tartományban, digitális fürdő hőmérséklet kijelzés. Fűtés 80°C-ig beállítható. Digitális kapcsoló óra 1-99 percig vagy folyamatos üzemmódrá, maradék idő kijelzéssel. Golyós csappal ellátott leeresztő (kivéve DK102P).

Rendelési kód	Típus	Belső méret, mm	Térfogat, lit.	HF telj. Weff
10 073 7180	DL 102H	240 x 140 x 100	3,0	120
10 073 7181	DL 156BH	500 x 140 x 150	9,0	215
10 073 7182	DL 255H	300 x 150 x 150	5,5	160
10 073 7184	DL 512H	300 x 240 x 200	13,0	215
10 073 7185	DL 514BH	325 x 300 x 200	18,7	215
10 073 7186	DL 1028H	500 x 300 x 200	28,0	300

Az ultrahangos fürdőben tisztítandó edényeket, mintákat, munkadarabokat nem szabad a kád aljára helyezni!

Az alábbiakban felsorolt kosarak vagy készüléktartók szükséges tartozékok.

A kosarak lyuggatott rozsdamentes acél lemezből vagy dróthálóból készülnek.

Rendelési kód	Acélkosár	Rendelési kód	Tartólap	Készülék típus
96 073 1116	K 08			RK31/H, DT31/H
96 073 3024	K 1C	96 073 2009	GH 1	RK52H
96 073 3025	K 3C	96 073 2009	GH 1	RK100/102H, DT100H/SH, DK102P
96 073 3026	K 3CL	96 073 2009	GH 1	RK103H/DT, DT103H
96 073 1103	K 6	96 073 2000	SH 7	RK106, DT106
96 073 1104	K 6L			RK156, DT156
96 073 1113	K 6BL			RK156BH/DK156BP/DT
96 073 1121	K 7			RK170H
96 073 3027	K 5C			RK255H, DK255BP
96 073 1105	K 10	96 073 2001	GH 10	RK510H, DT51H
96 073 1106	K 10B	96 073 2001	GH 10	RK512, DK512P
96 073 1120	K 13			RK513
96 073 1107	K 14			RK514H
96 073 1108	K 14B	96 073 2004	GH 14B	RK514BH, DK514BP
96 073 1307	SH 28C			RK1028C
96 073 1109	K 28	96 073 2005	GH 28	RK1028H, DK1028P/DT
96 073 1110	K 28C	96 073 2005	GH 28	RK1028CH/C
96 073 1119	K 40			RK1040
96 073 1111	K 50			RK1050
96 073 1112	K 50C			RK1050CH, DT

Rozsdamentes fedők ultrahangos fürdőkhöz, D: teli; DE: perforált, lyuggatott.


Rendelési kód	Acélfedő	Rendelési kód	Perforált fedő	Készülék típus
96 073 5016	D 08	96 073 6009	DE 08	RK31/H, DT31/H
96 073 3002	D 52	96 073 3016	DE 52	RK52/H, DT52/H
96 073 3003	D 100	96 073 3017	DE 100	RK100/102H, RK103H, 100H/SH, DK102P, DT100-102-103H,
96 073 5005	D 6	96 073 6004	DE 6	RK106, DT106
96 073 3004	D 156	96 073 3040	DE 156	RK156/BH, DK156BP, DT156
96 073 3006	D 170			RK 170H
96 073 3007	D 255	96 073 3028	DE 255	RK 255/H, DK 255P, DT255H
96 073 3008	D 510	96 073 3038	DE 510	RK510H, RK512H, DK512P, DT510/H, DT512H
96 073 3010	D 514	96 073 3039	DE 514	RK514H/BH. DK514BP, DT514/H
96 073 3011	D 1028	96 073 6010	ES 4	RK1028H/C/CH, DK1028P
96 073 3012	D 1028C	96 073 6010	ES 4	RK 1028CH
96 073 5020	D 40			RK 1040
96 073 3015	D 1050C			RK 1050CH, DT

Egyéb, speciális készülékek, tartozékok külön igény alapján.

BANDELIN




DL 156BH




GH 1



K 10



GH 10



K 3C



DE 100



D 100